

Buồng oxy cao áp O2 Prime - Nhật Bản

Khi có bệnh ai cũng muốn được chữa bệnh nên nên chữa; càng mong muốn hơn có phương pháp hiệu quả mà không làm đau nên, mất mặt, khó chịu, không có tác dụng gì... Oxy cao áp đáp ứng nhu cầu này.

Mong muốn trên càng tha thiết vì những người có nhu cầu hiệu quả đáng, phải có sự chắc chắn, chăm lo sự yên tâm. Bởi vì những người có hiệu quả kinh nghiệm lo sự yên tâm nếu không phải cảnh vàng lá ngọc thì cũng là người được họ ít ra cũng muốn được chữa chữa, nâng nui hơn là chữa đau, thích được hoa hơn thuốc uống. Mà hiệu quả đáng, làm việc trong oxy cao áp thì nhàn thong thoải mái như nằm nghỉ trong phòng có máy lạnh.

Sử dụng thiết bị trong các trường hợp sau:

- Thư giãn, giảm mệt mỏi bằng cách tăng lượng ô xy hấp thụ vào cơ thể người;
- Tăng tuần hoàn và chuyển hóa bằng cách tăng lượng ô xy hấp thụ vào cơ thể người;
- Phối hợp và hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng sau đột quỵ;
- Thiếu năng tuần hoàn não;
- Hỗ trợ phục hồi chức năng bệnh nhân điếc đột ngột;
- Điều dưỡng cho người cao tuổi, cho người hoạt động trí óc căng thẳng, lao động nặng nhọc, phục hồi sau đau ốm, sau thi đấu thể thao do ô xy giúp giải phóng năng lượng, loại trừ mệt mỏi;
- Tiểu đường;
- Trẻ em chậm phát triển, tự kỷ;
- Hỗ trợ điều trị mất ngủ;
- Hỗ trợ bệnh nhân sau phẫu thuật, sau xạ trị;
- Chăm sóc sắc đẹp;

- Hen và các triệu chứng về hô hấp;
- Chứng liệt não sau phẫu thuật não;
- Hỗ trợ điều trị bệnh giảm áp ở người lặn sâu.

Tính ưu việt của sản phẩm:

1. Có hệ thống điều hoà không khí lạnh

2. Vận hành êm, tiếng ồn thấp

3. Có cửa sổ quan sát

Tạo không gian sáng hơn tạo cảm giác an toàn cho người bệnh đồng thời giúp các bác sĩ quan sát tình trạng của người bệnh.

3. Giường trượt làm bằng inox vân hoa ngoại nhập

Do chất liệu có độ chịu lực cao nên tuổi thọ cao và độ trượt lớn nhất

4. Thiết bị tạo ẩm cho không khí

Để duy trì buồng ôxy ở độ ẩm nhất định, tiêu trừ tĩnh điện, nâng cao tính an toàn

5. Có hệ thống điều khiển điện

Sử dụng bằng điều khiển điện tử CPU, tăng độ bền tính an toàn

6. Hệ thống điện trong tình trạng khẩn cấp

- Khi mất điện đột xuất, vẫn có thể sử dụng nhưng nhiều nhất chỉ trong 30 phút
- Hệ thống thoát khí khi gặp trường hợp khẩn cấp
- Khi gặp trường hợp khẩn cấp áp suất trong buồng sẽ giảm xuống 0,0 Mpa chỉ trong vòng 45 giây
- Hệ thống cát sét điều khiển từ xa
- Hệ thống đo ôxy được số hoá
- Có hiển thị lưu lượng khí vào, có máy đo áp lực trong buồng và áp lực của đường ống.
- Cấu hình tiêu chuẩn: (cấu hình hoàn chỉnh để máy có thể hoạt động được)
- Thân buồng
- Bộ buồng
- Bục điều khiển
- Đồng hồ hiển thị
- Hệ thống điều khiển
- Đặt thêm:
- Hệ thống chai oxy cung cấp

Bình luận

Bài viết liên quan

[Xét nghiệm](#)

[Nhân viên kinh doanh](#)

[Cho thuê chứng chỉ xét nghiệm](#)

[Máy dán nhãn chai tròn có in hạn sử dụng, máy dán nhãn chai pet](#)

[Máy nghiền thảo dược liên tục DF35](#)

[Máy xay thảo dược, máy xay nấm linh chi](#)

[Máy tráng chai thủy tinh, máy tráng chai chưa sử dụng](#)

[Thùng rác y tế đập chân, thùng đựng rác thải y tế](#)

Trang 4 của 4

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- 4

