

Máy xét nghiệm tại giường bệnh Istat - Abbott

Máy xét nghiệm tại giường bệnh Point of Care: i-Stat
Hãng sản xuất: Abbott.

I. Ưu điểm của máy xét nghiệm i-Stat

1. Sản phẩm nhỏ gọn, dễ di chuyển và có thể làm xét nghiệm tại giường
2. Máy hoàn toàn tự động, nhân viên y tế vận hành đơn giản, giảm tối thiểu công việc của phòng Lab.
3. Máy đo được nhiều thông số:
 - + Khí máu: pH, PCO₂, PO₂, TCO₂, HCO₃, BE_{ecf}, sO₂.
 - + Lactate.
 - + Điện giải: Na, Ka, Cl, Ca.
 - + Huyết học: Hematocrit, Hemoglobin.
 - + Sinh hóa: Creatinine, Ur^a, Glucose, Anion Gap.
 - + Đông máu: PT/INR, ACT (Celite), ACT (Kaolin).
 - + Các yếu tố bệnh tim mạch: cTnl (Troponin I), BNP, CKMB...

II. Thông số kỹ thuật:

1. Xét nghiệm trực tiếp máu toàn phần, có thể đo máu tĩnh mạch, động mạch hoặc trích máu đầu ngón tay
2. Lượng mẫu máu ít, từ 15 đến 95 microlit
3. Thời gian đo nhanh trong vòng 2 phút, một lúc có thể đo nhiều thông số xét nghiệm trên một mẫu
4. Sử dụng card cartridge rời, mỗi bệnh nhân một cartridge, có nhiều loại cartridge, đo được từ 1 thông số đến nhiều thông số trên một cartridge. Khi mất điện hoặc có sự cố của máy hoàn toàn không ảnh hưởng đến sử dụng cartridge cho các lần sau.
5. Độ chính xác của các kết quả đo trên 99,8%
6. Bộ nhớ: có thể lưu trữ được kết quả của 1000 bệnh nhân
7. Có máy in nhiệt để in kết quả
8. Có thể nối mạng truyền kết quả qua internet hoặc hệ thống quản lý của bệnh viện.

Liên hệ: Dương - Transmedic Singapore
Mobile: 0909 676 607 / 0987 928 974
Mail: duong.truong@transmedicgroup.com

Bình luận

Bài viết liên quan

[cần cho thuê bằng kỹ sư thiết bị y tế](#)

[cần thuê máy vật lý trị liệu tại tphcm](#)

[cần thuê máy vật lý trị liệu tại tphcm](#)

[máy đóng nắp chai thuốc,máy vặn nắp chai siro bán tự động](#)

[vỏ nang rỗng, vỏ viên nhộng hai màu, vỏ nang gelatin](#)

[Vỏ nang viên thuốc con nhộng, vỏ nang viên thuốc, bán khuôn viên nang](#)

[Kiểm siết nắp chai thủy tinh cầm tay, kiểm bấm nắp lọ vắc xin, thuốc tiêm cầm tay](#)

[Vỏ nang rỗng màu trắng trong suốt, viên nang màu trắng trong, vỏ nang trong suốt vô trà giảm cân size 0](#)

[Bộ khuôn viên nang 100 viên, khuôn viên nang thủ công, máy đóng nang thủ công, khay vô thuốc con nhộng 100vien](#)

[Máy dán nhãn decan chai tròn, máy dán nhãn chai rượu, chai mật ong, hũ nước yến, hũ nhựa pét, chai lọ mỹ phẩm serum](#)

[Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang LUMATIC](#)

[Máy phân tích miễn dịch hóa phát quang NeoLumax](#)

[Bán viên nang rỗng giá tốt, vỏ con nhộng, viên nang vô thuốc, viên nang gelatin giá tốt](#)

[Cung cấp vỏ con nhộng cứng, viên nang rỗng, vỏ nang rỗng giá tốt](#)

[Bán đầu dò cắt amidan và nạo VA](#)

[Thiết bị y tế](#)

[khuôn làm viên nang giá rẻ, khuôn vô viên nang thủ công, khuôn vô viên nhộng 100 viên](#)

[Khuon làm viên nang rỗng 100v giá rẻ, khay vô thuốc con nhộng 100 viên, vỏ viên nang rỗng](#)

[NHIỆT -KẾ TỰ GHI GSP6](#)

[SIÊU ÂM 3-4D CẦN HỢP TÁC](#)

[SIÊU ÂM 3-4D CẦN HỢP TÁC](#)

[CHO THUÊ BẢNG DƯỢC - CC SỞ Y TẾ CẤP](#)

[Sang hoặc thanh lý phòng khám Nha khoa](#)

[Bán khay đóng nang thủ công, khuôn chiết thuốc nam thuốc bắc, khuôn làm viên con nhộng](#)

[Bán khuôn vô viên thuốc con nhộng, vỏ nang viên thuốc con nhộng, vỏ viên nang rỗng size 0](#)

[Bán khuôn đóng nang thuốc thủ công, khuôn vô viên con nhộng 100v giá rẻ](#)

[vỏ nang rỗng trắng trong suốt, vỏ viên nang rỗng giá tốt, khuôn viên nang 100v giá rẻ](#)

[Cung cấp vỏ nang vô viên thuốc con nhộng, vỏ nang rỗng số 0, mua vỏ nang thuốc ở đâu](#)

[Bán BKC 80 bngyeen liệu diệt khuẩn diệt tảo trong ao nuôi](#)

[Bán BKC 80 nguyên liệu diệt khuẩn diệt tảo trong ao nuôi](#)

- [Lùi](#)
- [1](#)
- 2
- [3](#)
- [4](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)