

Citrus Sinensis Extract Powder

Tên sản phẩm: Sinensetin
Herb Nguồn: Citrus Reticulata, Citrus Sinensis, Citrus Aurantium, Citrus Sinensis
Đã sử dụng: Trái cây
Xuất hiện: bột màu vàng nhạt
Thông số kỹ thuật: 90%
Phương pháp thử: HPLC

Sinensetin là một flavon methyl hoá. Nó có thể được tìm thấy ở Orthosiphon stamineus và trong dầu cam.

Chức Năng Của Sinensetin

1. Bột Sinensetin có thể được sử dụng để chống vi khuẩn và chống viêm.
2. Sinensetin là thuốc chống dị ứng.
3. Bột sinensetin có tác dụng giảm đau.
4. Sinensetin tự nhiên có thể được dùng cho thuốc kháng vi-rút.
5. Bột sinensetin có thể ngăn ngừa và chữa bệnh tim mạch.
6. Sinensetin có thể được sử dụng như chất chống oxy hoá.
7. Sinensetin có thể ngăn ngừa ung thư.

Các Ứng Dụng Của Sinensetin

1. Sinensetin có thể được sử dụng trong lĩnh vực dược liệu làm nguyên liệu.
2. Sinensetin có thể được sử dụng trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khoẻ như là xương sống thô.

Bình luận

Bài viết liên quan

[Cung cấp cao khô Chùm ngây \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Bán cao khô Rau má giúp thanh nhiệt, giải độc](#)

[Bán cao khô Nhục thung dung giúp tăng cường sinh lý nam](#)

[Cung cấp enzyme Trypsin hỗ trợ tiêu hóa thức ăn](#)

[Cung cấp enzyme Bromelain chiết xuất từ dứa](#)

[Cung cấp cao khô Kim ngân hoa tan hoàn toàn](#)

[Cung cấp cao khô Cam thảo \(phun sương, tan hoàn toàn\)](#)

[Men tiêu hóa, hỗ trợ phòng và trị bệnh phân trắng trên tôm](#)

[Cung cấp cao khô Lạc tiên giúp an thần, ngủ ngon](#)

[yucca mexico nguyên liệu đậm đặc 100%, hấp thu khí độc trong ao nuôi và chuồng trại](#)

[Vitamin C, Vitamin hỗn hợp cho tôm cá giá rẻ](#)

[Bán men Amylase giúp hỗ trợ tiêu hóa](#)

[Bán tinh chất lá sen tươi giúp hỗ trợ giảm mỡ máu](#)

[Bán men Bacillus coagulans giúp tăng cường khả năng miễn dịch](#)

[Nguyên liệu Berberin clorid tự nhiên dùng trong thú y](#)

[bột Berberin hàm lượng cao](#)

[Bán Collagen type 2 giúp tái tạo sụn khớp](#)

[Cao thường xuân Pháp](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Nguyên liệu Bromelain](#)

[Khuôn đóng viên nhộng, khuôn đóng viên nang cứng, khuôn đóng nang 100v bằng nhựa, khuôn vô viên con nhộng](#)

[Bán nguyên liệu enzyme Protease dạng bột, dạng dịch](#)

[Nguyên liệu MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Nguyên liệu Betaglucan](#)

[Tinh chất Rotundin 98%](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên](#)

[Bán men Lactobacillus acidophilus bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa](#)

[Bán Rotundine nguyên liệu](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98% Cho thủy sản](#)

[Nguyên liệu Berberin tự nhiên 60%-98%](#)

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
- 23
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)