

Khuôn đóng viên nhộng, khuôn đóng viên nang cứng, khuôn đóng nang 100v bằng nhựa, khuôn vô viên con nhộng

Có sẵn khuôn loại 100, 200 viên cho size nang số 0- Khách mua các size khác inb shop đặt hàng trước
Chất liệu meka bền, đẹp, sạch, vệ sinh. Khuôn vô nang thủ công 100 , 200, 400 viên giá rẻ, dùng cho cửa hàng, hộ gia đình, nhà thuốc hay công ty muốn đưa sản phẩm đóng gói thử nghiệm...đóng bột vào viên nang con nhộng. Với chi phí thấp, là thiết bị lý tưởng thay thế cho các máy vô nang đắt tiền. Sản phẩm gồm có : Tấm khay, tấm mũ nang, tấm trung gian, tấm thân nang, tấm ép bột nên rất dễ thao tác, cho độ chính xác cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Ánh Nguyệt

ĐT: 0978106359/ 0937504468

Mail: anhnguyet.hoathanh@gmail.com

Zalo : 0978106359

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MCBROTHER

Bình luận

Bài viết liên quan

[Soy isoflavones](#)

[Green tea Extract](#)

[Diosmin](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Spirulina](#)

[Diosmin](#)

[Green tea Extract](#)

[Resveratrol](#)

[Garcinia cambogia extract](#)

[L- glutathione](#)

[Beta Glucan](#)

[Soy isoflavones](#)

[Astaxanthin](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[Astaxanthin](#)

[Citrus Aurantium Extract](#)

[Rutin 95%](#)

[Resveratrol](#)

[Tảo Spirulina](#)

[Garcinia cambogia extract](#)

[L- glutathione](#)

[Beta Glucan](#)

[Astaxanthin](#)

[Soy isoflavones](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

[GIẢI PHÁP TỐT NHẤT HỖ TRỢ CÁC BỆNH : ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, XƯƠNG KHỚP & GAN](#)

[MSM \(Methylsulfonylmethane\)](#)

Trang 34 của 41

- [« Đầu tiên](#)
- [Lùi](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- 34
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)