

Máy trộn bột lục giác, máy trộn đều bột khô,, máy trộn bột thuốc thú y/thủy sản, máy trộn bột gia vị khô

Máy này được sử dụng rộng rãi trong thức ăn gia súc, thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm và các loại phụ gia khác nhau như trộn bột và có thể được sử dụng để thêm một lượng nhỏ chất lỏng trộn bột.

Nguyên lý và đặc điểm:

Sự khác biệt về tỷ lệ nghiền hoặc trộn thêm các chất phụ gia khác. Phù hợp cho nguyên liệu có tỉ lệ bột không đồng nhất.

Sử dụng quay trộn bên trong và bên ngoài, đồng nhất cao. Không điều chỉnh được tốc độ quay của bồn trộn và cánh khuấy.

Thùng trộn có thể được góc độ bất kỳ, dễ dàng vệ sinh các nguyên liệu cần thiết.

Được trang bị đồng hồ thời gian, có thể cài đặt 0-60 phút tự động dừng.

Van bướm thép không gỉ, không rò rỉ và bay bụi.

Pha trộn rộng của nguyên tắc trọng lực, áp lực cấp nguyên liệu nhỏ không cắt vỡ nguyên liệu.

Thùng trộn làm bằng thép không gỉ, bề mặt bên trong và ngoài được đánh bóng

Vận hành đơn giản, dễ vệ sinh, đạt tiêu chuẩn GMP.

Trộn dung tích lớn có thể kết hợp với máy cấp chân không, cải thiện hiệu quả làm việc và cải thiện môi trường.

Thông số kỹ thuật:

Mã hàng	W-300	W-500	W-1000	W-1500	W-2000
Dung tích ³ m ³	0.3	0.5	1	1.5	2
Sản lượng ³ kg/lần ³	60-100	100-	250	300	400

Thời gian trộn [min]	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Tốc độ quay thùng [rpm]	12	12	12	12	12
Công suất [kw]	1.5	2.2	4	4	7.5
Kích thước máy(cm)	168*80*185	191*80*194	270*100*237	290*100*260	320*130*320
Trọng lượng máy	310	550	810	980	1500

Thông tin liên hệ:

Ánh Nguyệt
0978106359

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MCBROTHER

Số 2 Đường số 5A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
0978.106.359 / 0937504468 Fax: 08.62670188

Yahoo: anhnnguyet1509, Sky: anhnnguyet65

Email: anhnnguyet.hoathanh@gmail.com

Bình luận

Bài viết liên quan

[cần cho thuê bằng kỹ sư thiết bị y tế](#)

[cần thuê máy vật lý trị liệu tại tphcm](#)

[cần thuê máy vật lý trị liệu tại tphcm](#)

[máy đóng nắp chai thuốc, máy vận nắp chai siro bán tự động](#)

[vỏ nang rỗng, vỏ viên nhộng hai màu, vỏ nang gelatin](#)

[Vỏ nang viên thuốc con nhộng, vỏ nang viên thuốc, bán khuôn viên nang](#)

[Kiểm siết nắp chai thủy tinh cầm tay, kiểm bấm nắp lọ vắc xin, thuốc tiêm cầm tay](#)

[Vỏ nang rỗng màu trắng trong suốt, viên nang màu trắng trong, vỏ nang trong suốt vô trà giảm cân size 0](#)

[Bộ khuôn viên nang 100 viên, khuôn viên nang thủ công, máy đóng nang thủ công, khay vô thuốc con nhộng 100vien](#)

[Máy dán nhãn decan chai tròn, máy dán nhãn chai rượu, chai mật ong, hũ nước yến, hũ nhựa pét, chai lọ mỹ phẩm serum](#)

[Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang LUMATIC](#)

[Máy phân tích miễn dịch hóa phát quang NeoLumax](#)

[Bán viên nang rỗng giá tốt, vỏ con nhộng, viên nang vô thuốc, viên nang gelatin giá tốt](#)

[Cung cấp vỏ con nhộng cứng, viên nang rỗng, vỏ nang rỗng giá tốt](#)

[Bán đầu dò cắt amidan và nạo VA](#)

[Thiết bị y tế](#)

[khuôn làm viên nang giá rẻ, khuôn vô viên nang thủ công, khuôn vô viên nhộng 100 viên](#)

[Khuon làm viên nang rỗng 100v giá rẻ, khay vô thuốc con nhộng 100 viên, vỏ viên nang rỗng](#)

[NHIỆT -KẾ TỰ' GHI GSP6](#)

[SIÊU ÂM 3-4D CẦN HỢP TÁC](#)

[SIÊU ÂM 3-4D CẦN HỢP TÁC](#)

[CHO THUÊ BẢNG DƯỢC - CC SỞ Y TẾ CẤP](#)

[Sang hoặc thanh lý phòng khám Nha khoa](#)

[Bán khay đóng nang thủ công, khuôn chiết thuốc nam thuốc bắc, khuôn làm viên con nhộng](#)

[Bán khuôn vô viên thuốc con nhộng, vỏ nang viên thuốc con nhộng, vỏ viên nang rỗng size 0](#)

[Bán khuôn đóng nang thuốc thủ công, khuôn vô viên con nhộng 100v giá rẻ](#)

[vỏ nang rỗng trắng trong suốt, vỏ viên nang rỗng giá tốt, khuôn viên nang 100v giá rẻ](#)

[Cung cấp vỏ nang vô viên thuốc con nhộng, vỏ nang rỗng số 0, mua vỏ nang thuốc ở đâu](#)

[Bán BKC 80 bnguyen liệu diệt khuẩn diệt tảo trong ao nuôi](#)

[Bán BKC 80 nguyên liệu diệt khuẩn diệt tảo trong ao nuôi](#)

Trang 2 của 4

- [Lùi](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng »](#)