

Vi sinh tẩy nhớt bọt, xử lý nước CLEARLAKE ELIMINATOR

#VI SINH ELIMINATOR, #VI SINH TẨY NHỚT BỌT, #VI SINH XỬ LÝ NƯỚC, #VI SINH DÒNG BACILLUS CỦA MỸ

Thành phần:

- Bacillus amyloliquefaciens
- Bacillus pumilus
- Bacillus subtilis
- Bacillus licheniformis

Công dụng:

- Ức chế vi khuẩn gây bệnh
- Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như H₂S, NH₃, NO₂,...
- Cải thiện FCR
- Phân hủy mùn bã hữu cơ, giảm nhớt bọt.

Liều dùng:

- Xử lý: 1kg/ha, 5 ngày/lần
- Định kỳ: 0.5kg/ha, 7 ngày/lần

Quy cách: 11.896 Kg/Xô

Xuất xứ: Mỹ

Công ty TNHH XNK Quỳnh Thiên Phát chuyên nhập khẩu nguyên liệu thủy sản giá cạnh tranh khác như:

- EDTA Hà Lan, EDTA Ấn Độ khử phèn, hấp thu kim loại nặng
- Yucca Mexico, yucca Mỹ chuyên xử lý khí độc ao nuôi, tẩy kháng sinh
- Men vi sinh xử lý nước, enzyme cắt tảo, tẩy nhớt bọt
- Sát khuẩn TCCA 90% dạng bột, TCCA 90% viên 200g, TCCA 50% viên 2g
- Sát khuẩn Bronopol 99%, DBNPA 99%, potassium monopersulphate 50%
- Sodium Thiosulphate (Na₂S₂O₃) 99% hạt lớn và hạt nhỏ có tác dụng trung hòa chlorine, thuốc trừ sâu, làm mát nước

- Sodium Bicarbonate tăng kiềm, NaHCO_3 , Soda Ý, Bicar Thái, soda Thái, bicar Kirns, soda solvay Bungary.
- Viên sủi oxy và oxy bột, cung cấp oxy cho tôm cá.
- Khoáng tạt nguyên liệu: KCl , MgCl_2 , MgSO_4 , CaCl_2 . Khoáng nước Dr+ Calcium, khoáng tổng hợp vi lượng, đa lượng
- Nhóm khoáng hữu cơ dạng chelate: Mg, Ca, Mn, Zn, Cu, Fe, Co
- Phèn xanh, đồng sulphate, CuSO_4 Đài Loan
- Men vi sinh đường ruột, men tiêu hóa cho tôm cá
- Vitamin tổng hợp, tăng trọng cho tôm cá, betaglucan bổ gan, tăng sức kháng bệnh cho tôm cá

Mọi chi tiết xin liên hệ : CÔNG TY TNHH XNK QUỲNH THIÊN PHÁT

Địa chỉ: Số 2 Đường N2, KDC Hiệp Thành, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM.

Website công ty: <https://quynhthienphat.com.vn/>

Facebook: <https://www.facebook.com/Congtynhhxnkquynhthienphat>

SĐT liên lạc : 034 2210 968 (Zalo) – 091 6971 948 (Ms Quyên)

Mail: vothiquyen1195@gmail.com

Bình luận

Bài viết liên quan

[Mua bán Bronopol 99% trị nấm, ký sinh trùng](#)

[khuôn đóng nang thuốc thủ công, khuôn đóng viên con nhộng](#)

[IBP cung cấp cao khô lựu](#)

[Khuôn đóng viên nang cứng 100v/ 200v bằng nhựa](#)

[Bán Nhiệt Ẩm kế tự ghi còn mới](#)

[TEST NHANH COVID 19 - HÀN QUỐC](#)

[Cho thuê Mặt bằng chính chủ – Mở nhà thuốc](#)

[Máy đếm viên nang viên nhộng cứng, máy đếm viên nang cứng YL-2A, máy đếm viên nang vào lọ](#)

[Vỏ Nang Màu Trong Suốt, Vỏ Con Nhộng Rỗng, Vỏ Nang Thuốc Tây, Vỏ Nang Màu Trong Có Sẵn](#)

[Khuôn đóng viên nang cứng 100v size 0, khuôn đóng viên nhộng](#)

[Bảng của nhân xét nghiệm](#)

[máy nghiền dịch thuốc, máy xay nhuyễn hỗn dịch](#)

[cung cấp vỏ viên con nhộng, viên capsule empty](#)

[máy ép miệng túi nhôm, máy ép miệng túi thuốc fR1000](#)

[Vỏ nang rỗng màu đỏ trắng, vỏ thuốc tây, vỏ thuốc con nhộng, vỏ nang rỗng](#)

[bán lẻ viên nang rỗng trong suốt, cung cấp sỉ và lẻ viên con nhộng, vỏ nang rỗng size 00,0,1,2,3,4](#)

[Máy dán nhãn decal chai tròn, máy dán nhãn hủ yến, máy dán nhãn trong chai mỹ phẩm, máy dán nhãn chai siro](#)

[Khuôn đóng viên nang cứng, khuôn đóng viên nhộng rỗng 100v/200v](#)

[Bán lẻ vỏ thuốc con nhộng, vỏ nang rỗng size 0, vỏ nhộng đủ màu](#)

[bán lẻ viên nang rỗng, vỏ nang rỗng, vỏ nang size 0, vỏ thuốc con nhộng, viên nang cứng](#)

[Cung cấp vỏ thuốc con nhộng, vỏ nang rỗng, vỏ nhộng cứng](#)

[Khuôn vô viên con nhộng, khay đóng viên nang cứng, bộ khuôn đóng vỏ con nhộng thủ công](#)

[Khuôn đóng viên nang thủ công 200 viên, máy đóng viên thuốc thủ công](#)

[Viên con nhộng màu trong suốt, vỏ nang rỗng, viên nang cứng, vỏ nang đóng bột thuốc nam](#)

[Khuôn đóng viên thuốc con nhộng, bộ khuôn vô viên nang thủ công, khuôn đóng nang 100v](#)

[Vỏ nang màu trong suốt, vỏ thuốc con nhộng, viên nang cứng đóng bột giảm cân, vỏ nang thuốc gelatin](#)

[Vỏ viên nang rỗng, vỏ con nhộng rỗng, viên nang cứng, viên nang gelatin empty](#)

[Khuôn đóng viên con nhộng, bộ khuôn đóng nang thuốc, khuôn vô nang thủ công](#)

[Thanh lý giường khám bệnh giá rẻ](#)

[cần cho thuê bằng kỹ sư thiết bị y tế](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [Tiếp](#)
- [Cuối cùng»](#)